


Rabbit Anti-Human Cd141/Thrombomodulin Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - P07204

품목 번호: CM0008125



소개

접합 토끼 단일클론 항체로, 인간 CD141/트롬보모듈린을 표적합니다. 유세포 분석에서 검증되었으며, 내피세포에 대한 지혈, 응고 및 염증 연구에 적합합니다. 연구용 진단 원료입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD141/Thrombomodulin mAb
비고/별칭	TM; THRM; AHUS6; BDCA3; CD141; BDCA-3; THPH12
종(Species)	Human
유전자 ID (인간)	7056
유전자 ID	7056
항원(Immunogen)	재조합 단백질 인간 CD141/트롬보모듈린 (NP_000352.1)의 아미노산 19-515에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	단일클론 항체
응용(Application)	FC
교차 반응성	Human
SWISS	P07204
단백질 분자량	60kDa
배송(Shipping)	아이스 팩