

유세포 분석용 토끼 항인간 Cd142 단클론 항체 - P13726

품목 번호: CM0009658



소개

유세포 분석(FC) 응용 분야를 위한 접합 토끼 항인간 CD142 단클론 항체입니다. 응고 인자 III/조직 인자 연구에 이상적이며 직접 검출용 접합체입니다. 인간 반응성을 나타냅니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	토끼 항인간 CD142 mAb
비고/별칭	TF; TFA; CD142
종	인간
GeneID (인간)	2152
GeneID	2152
면역원	인간 CD142 (NP_001984.1)의 아미노산 34-251에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P13726
단백질 분자량	33kDa
배송	아이스팩