

토끼 항-인간 Cd144/Ve 카데린 Mab (유세포 분석용) - P33151

품목 번호: CM0006046

소개

클론 7B4의 토끼 단일클론 항-인간 VE-카데린(CD144) 항체로, 유세포 분석에 검증되었습니다. 내피 세포 접착 연구, 혈관 생물학 및 세포 연결 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항-인간 CD144/VE 카데린 mAb
비고/별칭	7B4; CD144
반응 종	인간
유전자ID (인간)	1003
유전자ID	1003
면역원	인간 CD144/VE 카데린(NP_001786.2)의 아미노산 48-593에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	인간
SWISS	P33151
단백질 분자량	88kDa
배송 방식	아이스 팩