

토끼 항-인간 Cd144/VE 카데린 단일클론 항체(Fc용) - P33151

품목 번호: CM0007756

소개

유세포 분석용 인간 CD144/VE-카데린에 대한 접합 토끼 단일클론 항체. 인간 샘플에서 검증되었으며, 내피세포 접착 및 혈관신생 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-인간 CD144/VE 카데린 단일클론 항체
비고/별칭	7B4; CD144
종	인간
GeneID (인간)	1003
GeneID	1003
면역원	제조항 단백질 인간 CD144/VE 카데린의 아미노산 48-593에 해당하는 서열을 포함하는 제조항 용합 단백질(NP_001786.2)
출처	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P33151
단백질 분자량	88kDa
배송	아이스팩