


## Rabbit Anti-Human Cd146 단일클론항체 (유세포분석용) - P43121

품목 번호: CM0008643



### 소개

유세포분석(FC)용 Rabbit anti-Human CD146 단일클론항체. 인간 CD146/MUC18에 대해 검증됨. 세포 접착, 흑색종 전이, 내피 생물학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | Rabbit anti-Human CD146 mAb                                            |
| 비고/별칭       | MCAM; CD146; MUC18; 세포 표면 당단백질 MUC18                                   |
| 종           | 인간                                                                     |
| GeneID (인간) | 4162                                                                   |
| GeneID      | 4162                                                                   |
| 면역원         | 재조합 단백질; 인간 CD146 (NP_006491.2)의 아미노산 24-559에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 원천          | 토끼                                                                     |
| 범주          | 단일클론항체                                                                 |
| 적용 분야       | FC (유세포분석)                                                             |
| 교차 반응성      | 인간                                                                     |
| SWISS       | P43121                                                                 |
| 단백질 분자량     | 57kDa/71kDa                                                            |
| 배송          | 아이스백                                                                   |