


Rabbit Anti-Human Cd146 Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - P43121

품목 번호: CM0012682



소개

유세포 분석용 접합 토끼 단일클론 항체(인간 CD146 (MUC18/MCAM) 표적). 인간 샘플에 대해 검증됨; 흑색종 전이에 관여하는 세포 접착 분자를 표적으로 함.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD146 mAb
비고/별칭	CD146; MUC18; HEMCAM; METCAM; MelCAM
종 (Species)	인간 (Human)
유전자 ID (인간)	4162
면역원	인간 CD146 (NP_006491.2)의 아미노산 24-559에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원 (Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	인간 (Human)
SWISS	P43121
단백질 분자량	57kDa/72kDa
배송	아이스백