

토끼 항인간 Cd150/Slam 단클론 항체 (Fc용) - Q13291

품목 번호: CM0011948



소개

유세포분석 검증이 완료된 인간 CD150/SLAM에 대한 접합 토끼 단클론 항체입니다. 신호림프구활성화분자의 세포외 도메인을 표적으로 하며, T세포, B세포 및 선천성 면역에 대한 면역학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항인간 CD150/SLAM 단클론 항체
비고/별칭	SLAM; CD150; CDw150
반응 종	인간
유전자 ID (인간)	6504
면역원	인간 CD150/SLAM (NP_003028.1)의 아미노산 21-237번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포분석)
교차 반응성	인간
SWISS	Q13291
단백질 분자량	37kDa
배송 방식	아이스 팩