

Rabbit Anti-Human Cd150/Slam 단일클론항체 (유세포 분석용) - Q13291

품목 번호: CM0008995



소개

인간 CD150/SLAM을 표적으로 하는 접합 토끼 단일클론항체. 유세포 분석 적용에 대해 검증됨. 면역세포 프로파일링 및 SLAMF1 신호전달 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Rabbit anti-Human CD150/SLAM 단일클론항체
비고/별칭	SLAM; CD150; CDw150
종	인간
GeneID (인간)	6504
GeneID	6504
면역원	인간 CD150 (NP_003028.1)의 아미노산 21-237 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
분류	단일클론항체
적용 분야	유세포 분석
교차 반응성	인간
SWISS	Q13291
단백질 분자량	37kDa
배송	아이스백