

Rabbit Anti-Human Cd150/Slam Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - Q13291

품목 번호: CM0010562



소개

에 접합된 토끼 단일클론 항체로, 인간 CD150/SLAM (SLAMF1)에 특이적이며 유세포 분석(Flow Cytometry)에 대해 검증되었습니다. 면역 세포 조절 및 숙주-병원체 상호작용에 관여하는 신호 림프구 활성화 분자를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD150/SLAM mAb
비고/별칭	SLAM; CD150; CDw150
종 (Species)	Human (인간)
유전자 ID (인간)	6504
유전자 ID	6504
면역원 (Immunogen)	인간 CD150 (NP_003028.1)의 아미노산 21-237에 해당하는 서열을 포함하는 재조합-융합 단백질
공급원 (Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	Monoclonal Antibodies (단일클론 항체)
애플리케이션 (Application)	FC (유세포 분석)
교차 반응성 (Cross Reactivity)	Human (인간)
SWISS	Q13291
단백질 분자량	37kDa
배송 (Shipping)	아이스백