

Rabbit Anti-Human Cd152/Ctla-4 단일클론항체, 유세포분석용 (세포내) - P16410

품목 번호: CM0005781



소개

로 접합된 인간 CTLA-4 (CD152)에 대한 토끼 단일클론항체입니다. 세포내 유세포분석용입니다. 인간 샘플에서 검증되었습니다. T-세포 조절 연구에 중요한 면역관문억제제 표적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	상세 정보
제품명	Rabbit anti-Human CD152/CTLA-4 mAb
비고/별칭	CD; GSE; GRD4; ALPS5; CD152; CTLA-4; IDDM12; CELIAC3
종	인간
GeneID	1493
면역원	인간 CD152/CTLA-4 (NP_005205.2)의 아미노산 37-162에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
분류	단일클론 항체
응용	FC (세포내)
교차반응성	인간
SWISS	P16410
단백질 분자량	25kDa
배송	아이스백