


유세포 분석용 Rabbit Anti-Human Cd157/Bst-1 단일클론항체 - Q10588

품목 번호: CM0009617



소개

유세포 분석 검증 Rabbit anti-Human CD157/BST-1 단일클론항체. 칼슘 신호 전달 및 전 B 세포 성장에 관여하는 GPI 고정 ADP-리보실 시클라아제/사이클릭 ADP-리보스 가수분해효소인 인간 CD157/BST-1 (SWISS Q10588)을 표적합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD157/BST-1 단일클론항체
비고/별칭	CD157; cADPR2; BST1
종	인간
유전자 ID (인간)	683
유전자 ID	683
면역원	재조합 단백질 인간 CD157/BST-1 (NP_004325.2)의 아미노산 29-292에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	유세포 분석(FC)
교차 반응성	인간
SWISS	Q10588
단백질 분자량	36kDa/29kDa
배송	아이스백