


## 토끼 항-인간 Cd157/Bst-1 단일클론항체(유세포분석용) - Q10588

품목 번호: CM0010958



### 소개

인간 CD157/BST-1을 표적으로 하는 결합 토끼 단일클론항체. 유세포분석에 대해 검증되었으며 인간과 반응합니다. 칼슘 신호전달 및 pre-B 세포 성장에서 CD157/BST-1을 연구하는 데 이상적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수       | 값                                                                      |
|------------|------------------------------------------------------------------------|
| 제품명        | 토끼 항-인간 CD157/BST-1 단일클론항체                                             |
| 비고/별칭      | CD157; cADPR2; BST1                                                    |
| 종          | 인간                                                                     |
| GeneID(인간) | 683                                                                    |
| GeneID     | 683                                                                    |
| 면역원        | 인간 CD157/BST-1의 아미노산 29~292번 서열에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_004325.2) |
| 숙주         | 토끼                                                                     |
| 분류         | 단일클론항체                                                                 |
| 적용 분야      | FC                                                                     |
| 교차 반응성     | 인간                                                                     |
| SWISS      | Q10588                                                                 |
| 단백질 분자량    | 36kDa/29kDa                                                            |
| 배송         | 아이스백                                                                   |