

유세포 분석용 접합 토끼 유래 인간 Cd158 (Kir2DL1/S1/S2/S3/S5) 단일클론 항체 - Q14954 / Q14953 / Q14952 / P43631 / P43626

품목 번호: CM0011072

소개

유세포 분석용 고품질 접합 토끼 유래 인간 CD158 (KIR2DL1/S1/S2/S3/S5) 단일클론 항체. 인간 샘플에서 검증되었으며, 면역학 연구에서 정밀한 NK 세포 수용체 분석을 가능하게 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD158 (KIR2DL1/S1/S2/S3/S5) mAb
비고/별칭	NKAT9; CD158G; CD158A; NKAT1; CD158H; CD158J; NKAT5
종	인간
GeneID (인간)	3810/3808/3806/3802/100132285
GeneID	3810/3808/3806/3802/100132285
면역원	재조합 단백질 인간 CD158의 아미노산 서열 22-245에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_055327.1).
원천	토끼
분류	단일클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	Q14954/Q14953/Q14952/P43631/P43626
단백질 분자량	34kDa
배송	아이스백