

Rabbit Anti-Human Cd158A/Kir2Dl1 Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - P43626

품목 번호: CM0004926



소개

유세포 분석(Flow Cytometry)용으로 검증된 접합 토끼 단일클론 항체로, 인간 CD158a/KIR2DL1를 표적합니다. NK 세포 수용체 연구 및 면역 프로파일링에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD158a/KIR2DL1 mAb
비고/별칭	NKAT; NKAT1; p58.1; CD158A; KIR221; NKAT-1; KIR-K64; KIR2DL3
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	3802
GeneID	3802
면역원(Immunogen)	인간 CD158a/KIR2DL1 (NP_055033.2)의 아미노산 22-245에 해당하는 서열을 포함하는 재조합-융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	P43626
단백질 분자량	38kDa/41kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)