

Rabbit Anti-Human Cd161 Monoclonal Antibody For Fc - Q12918

품목 번호: CM0009473



소개

접합 토끼 단일클론 항체로, 인간 CD161 (KLRB1, NKR-P1A)에 특이적입니다. 유세포 분석(Flow Cytometry)용으로 검증되었으며, NK 세포, T 세포 하위 집단의 면역표현형 분석 및 기능적 분석에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD161 mAb
비고/별칭	NKR; CD161; CLEC5B; NKR-P1; NKRPIA; NKR-P1A; hNKR-P1A; KLRB1
종 (Species)	인간 (Human)
유전자 ID (인간)	3820
항원 (Immunogen)	재조합 단백질 인간 CD161 (NP_002249.1)의 아미노산 67-225에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원 (Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용 (Application)	FC (유세포 분석)
교차 반응성 (Cross Reactivity)	인간 (Human)
SWISS	Q12918
단백질 분자량	25kDa
배송 (Shipping)	아이스 팩 (Ice bag)