

유세포 분석용 토끼 항-인간 Cd161 단일클론 항체 - Q12918

품목 번호: CM0005577



소개

인간 CD161(KLRB1, NKR-P1A)을 표적으로 하는 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 유세포 분석(FC)용으로 검증되었으며, 말초 혈액 및 조직 샘플에서 NK 세포와 기억 T 세포를 검출하는 데 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-인간 CD161 mAb
비고/별칭	NKR; CD161; CLEC5B; NKR-P1; NKRPIA; NKR-P1A; hNKR-P1A; KLRB1
종	인간
유전자 ID (인간)	3820
유전자 ID	3820
면역원	인간 CD161의 아미노산 67-225에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_002249.1).
출처	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	Q12918
단백질 무게	25kDa
배송	아이스팩