

유세포 분석용 토끼 항인간 CD161 단클론 항체 - Q12918

품목 번호: CM0004114



소개

유세포 분석용 인간 CD161(KLRB1, NKR-P1A)에 대한 접합 토끼 단클론 항체. 인간 샘플에 특이적이며, NK 세포 억제에 관여하는 25 kDa 막 수용체를 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항인간 CD161 mAb
비고/별칭	NKR; CD161; CLEC5B; NKR-P1; NKRPIA; NKR-P1A; hNKR-P1A; KLRB1
종	인간
유전자 ID (인간)	3820
유전자 ID	3820
면역원	인간 CD161 (NP_002249.1)의 아미노산 67-225에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	인간
SWISS	Q12918
단백질 분자량	25kDa
배송 방식	아이스백