

Rabbit Anti-Human Cd162/Psgl-1 Mab For Fc - Q14242

품목 번호: CM0004894



소개

유세포 분석용 인간 CD162/PSGL-1에 대한 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 염증 및 바이러스 침투에 중요한 백혈구 접착 분자를 표적합니다. 인간 샘플 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD162/PSGL-1 mAb
비고/별칭	CLA; CD162; PSGL1; PSGL-1
종	Human (인간)
GeneID (human)	6404
GeneID	6404
면역원	재조합 단백질 인간 CD162/PSGL-1 (NP_002997.2)의 아미노산 42-295에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	Rabbit (토끼)
카테고리	Monoclonal Antibodies (단일클론 항체)
응용	FC (유세포 분석)
교차 반응성	Human (인간)
SWISS	Q14242
단백질 분자량	43kDa/44kDa
배송	아이스백