

Rabbit Anti-Human Cd162/Psgl-1 Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - Q14242

품목 번호: CM0003998



소개

접합 토끼 단일클론 항체로, 인간 CD162/PSGL-1(셀렉틴 리간드)를 표적합니다. 인간 백혈구에 대한 유세포 분석(FC)으로 검증되었습니다. 면역학 및 염증 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD162/PSGL-1 mAb
비고/별칭	CLA; CD162; PSGL1; PSGL-1
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	6404
GeneID	6404
면역원(Immunogen)	인간 CD162/PSGL-1 (NP_002997.2)의 아미노산 42-295에 해당하는 서열을 포함하는 재조합-융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	Q14242
단백질 분자량	43kDa/44kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)