


Rabbit Anti-Human Cd166/Alcam Monoclonal Antibody For Fc - Q13740

품목 번호: CM0008976



소개

Human CD166/ALCAM에 대한 고품질의 결합 토끼 단일클론 항체. 유세포 분석(FC)에 대해 검증되었습니다. T세포 활성화, 세포 부착 및 조혈모세포 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD166/ALCAM mAb
비고/별칭	ALCAM; CD166; MEMD; CD166 antigen
종	Human
유전자 ID (인간)	214
유전자 ID	214
면역원	재조합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	단일클론 항체
응용	FC
교차 반응성	Human
SWISS	Q13740
단백질 분자량	15kDa/33kDa/63kDa/65kDa
배송	아이스 팩