


유세포 측정용 토끼 항인간 Cd166/Alcam 단클론 항체 - Q13740

품목 번호: CM0009334



소개

유세포 측정용으로 개발된 인간 CD166/ALCAM(UniProt Q13740)에 특이적인 접합 토끼 단클론 항체입니다. CD166는 세포 접착, T세포 활성화 및 조혈 줄기세포 이식 매착을 매개합니다. 면역학 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항인간 CD166/ALCAM 단클론 항체
비고/별칭	MEMD; CD166
반응 종	인간
유전자ID (인간)	214
유전자ID	214
면역원	인간 CD166/ALCAM (NP_001618.2)의 아미노산 28-526에 해당하는 서열을 포함한 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포 측정)
교차 반응성	인간
SWISS	Q13740
단백질 분자량	15kDa/33kDa/63kDa/65kDa
배송 방법	아이스 팩