

Rabbit Anti-Human Cd16B Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - O75015

품목 번호: CM0009097



소개

플로우 사이토메트리용 인간 CD16b (FcγRIIIb)를 타겟팅하는 접합 토끼 단일클론 항체. 호중구에 발현되 저친화도 IgG Fc 수용체; 면역 복합체 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD16b mAb
비고/별칭	CD16, CD16-I, CD16b, FCG3, FCGR3, FCGR3B, FCR-10, FCRIII, FCRIIIb
종	Human
유전자 ID	2215
면역원	인간 CD16b (NP_000561.3)의 아미노산 20-208에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	단일클론 항체
응용	FC
교차 반응성	Human
SWISS	O75015
단백질 분자량	26KDa
배송	아이스 팩