


토끼 항-인간 Cd170/Siglec-5 Mab, Fc용 - O15389

품목 번호: CM0011369



소개

인간 CD170/Siglec-5를 표적으로 하는 결합 토끼 단일클론 항체로, 유세포 분석에 대해 검증되었습니다. 골수계 세포의 접착 분자인 시알산 결합 Ig 유사 렉틴 5를 검출합니다. 면역표현형 분석 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-인간 CD170/Siglec-5 mAb
비고/별칭	CD170, OBBP2, CD33L2, OB-BP2, SIGLEC-5
종	인간
GeneID (인간)	8778
GeneID	8778
면역원	재조합 단백질 인간 CD170/Siglec-5의 아미노산 17-434에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_003821.1).
항체 생산 숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	O15389
단백질 분자량	61kDa
배송	얼음팩