


Rabbit Anti-Human Cd171/L1Cam Mab - P32004

품목 번호: CM0004097



소개

Rabbit anti-Human CD171/L1CAM 단일클론항체는 인간 샘플에서 유세포 분석(FC)에 대해 검증되었습니다. 신경 세포 부착 분자 L1을 표적으로 하며, 이는 신경 발달 및 시냅스 가소성에 중요합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD171/L1CAM mAb
비고/별칭	S10; HSAS; HYCX; MASA; MIC5; SPG1; CAML1; CD171; HSAS1; N-CAML1; NCAM-L1; N-CAM-L1
종	인간
GeneID	3897 (인간)
면역원	인간 CD171/L1CAM (NP_000416.1)의 아미노산 20-1120 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P32004
단백질 무게	140kDa
배송	아이스백