

Rabbit Anti-Human Cd171/L1Cam 단일클론항체 (유세포분석용) - P32004

품목 번호: CM0008875



소개

인간 CD171/L1CAM (신경세포접착분자 L1)을 표적으로 하는 접합 토끼 단일클론항체입니다. 유세포분석에 대해 검증되었으며, 신경과학, 신경세포 이동, 시냅스 가소성 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD171/L1CAM mAb
비고/별칭	S10; HSAS; HYCX; MASA; MIC5; SPG1; CAML1; CD171; HSAS1; N-CAML1; NCAM-L1; N-CAM-L1
종	인간
유전자 ID (인간)	3897
유전자 ID	3897
면역원	인간 CD171/L1CAM (NP_000416.1)의 아미노산 20-1120에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	단일클론항체
적용	FC (유세포분석)
교차 반응성	인간
SWISS	P32004
단백질 분자량	140kDa/139kDa
배송	아이스백