

Rabbit Anti-Human Cd171/L1Cam Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - P32004

품목 번호: CM0008419



소개

유세포분석(FC)용으로 검증된 인간 CD171/L1CAM을 표적하는 결합 토끼 단일클론 항체입니다. 140kDa 단백질 분자량을 가진 신경 접착 연구에 적합합니다. 아이스백에 담겨 배송됩니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Rabbit anti-Human CD171/L1CAM mAb
비고/별칭	S10; HSAS; HYCX; MASA; MIC5; SPG1; CAML1; CD171; HSAS1; N-CAML1; NCAM-L1; N-CAM-L1
종(Species)	Human (인간)
GeneID (Human)	3897
GeneID	3897
면역원(Immunogen)	인간 CD171/L1CAM (NP_000416.1)의 아미노산 20-1120에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	FC (유세포분석)
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human (인간)
SWISS	P32004
단백질 분자량(Protein Weight)	140kDa
배송(Shipping)	아이스백 (Ice bag)