

Rabbit Anti-Human Cd172A/Sirpα 단일클론 항체(Fc용) - P78324

품목 번호: CM0009591



소개

인간 CD172a/SIRPα에 대한 결합 토끼 단일클론 항체(SWISS: P78324). 유세포 분석에 대해 검증되었습니다. 면역세포 신호전달, 식균작용 조절 및 억제성 수용체 상호작용 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD172a/SIRPα mAb
비고/별칭	BIT; MFR; P84; SIRP; MYD-1; SHPS1; CD172A; PTPNS1
종	인간
유전자 ID(인간)	140885
면역원	인간 CD172a/SIRPα의 아미노산 31-370에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질(NP_542970.1)
항체 생산원	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P78324
단백질 분자량	55kDa
배송	아이스팩