

Abflo 647 Rabbit Anti-Human Cd172A/Sirpa Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - P78324

품목 번호: CM0010430



소개

Abflo 647 접합 토끼 단일클론 항체(인간 CD172a/SIRPα [UniProt P78324] 타겟). 유세포 분석(Flow Cytometry)에 대해 검증되었습니다. CD47-SIRPα 신호전달, 식세포 작용 조절 및 면역 체크포인트 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Rabbit anti-Human CD172a/SIRPα mAb
비고/별칭	BIT; MFR; P84; SIRP; MYD-1; SHPS1; CD172A; PTPNS1
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID	140885
항원(Immunogen)	인간 CD172a/SIRPα (NP_542970.1)의 아미노산 31-370에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	P78324
단백질 분자량	55kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)