


Rabbit Anti-Human Cd172B 단일클론항체 (유세포분석용) - O00241

품목 번호: CM0009457



소개

인간 CD172b (SIRP-beta-1)를 표적하는 접합 토끼 단일클론항체입니다. 유세포분석에 대해 검증되었으며, 인간에 반응합니다. 재조합 면역원, 분자량 43 kDa. 골수세포 신호전달 및 면역 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD172b mAb
비고/별칭	CD172b; SIRP-BETA-1
종	인간
GeneID	10326
면역원	인간 CD172b (NP_006056.2)의 아미노산 30-371에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
분류	단일클론항체
응용	FC
교차반응성	인간
SWISS	O00241
단백질 분자량	43kDa
배송	아이스백