


Rabbit Anti-Human Cd172B Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - O00241

품목 번호: CM0007767



소개

유세포분석(FC)용 인간 CD172b (SIRP-beta-1)에 대한 접합 토끼 단일클론 항체. 인간 샘플에 대해 검증되었습니다. 골수계 조절 및 SYK 경로 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD172b mAb
비고/별칭	CD172b; SIRP-BETA-1
종	인간(Human)
GeneID	10326
항원	인간 CD172b (NP_006056.2)의 아미노산 30-371에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용	FC
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	O00241
단백질 분자량	43kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)