

토끼 항-인간 Cd177 단일클론항체 (Fc용) - Q8N6Q3

품목 번호: CM0011703

소개

인간 CD177 항원을 표적으로 하는 접합 토끼
단일클론항체입니다. 호중구 기능, 부착 및 이동 연구를
위한 유세포 분석(FC)용으로 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-인간 CD177 mAb
비고/별칭	CD177; HNA-2a; HNA2A; NB1; NB1 GP; PRV-I; PRV1; NB1GP; CD177 항원
종	인간
유전자 ID (인간)	57126
유전자 ID	57126
면역원	제조항 단백질 인간 CD177(NP_065139.2)의 아미노산 22-407에 해당하는 서열을 포함하는 제조항 용항 단백질.
출처	토끼
카테고리	단일클론항체
응용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	Q8N6Q3
단백질 무게	15kDa/27kDa/46kDa
배송	아이스팩