

유세포측정용 토끼 항인간 Cd177 단클론 항체 () - Q8N6Q3

품목 번호: CM0010325

소개

인간 CD177에 대한 토끼 단클론 항체로, 에 접합되어 유세포측정에 사용됩니다. 활성화 및 이동에 관여하는 호중구 특이적 GPI 고정 수용체를 인식합니다. 면역학, 염증 및 혈액학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항인간 CD177 mAb
비고/별칭	CD177; HNA-2a; HNA2A; NB1; NB1 GP; PRV-1; PRV1; NB1GP; CD177 항원
종	인간
유전자ID (인간)	57126
유전자ID	57126
면역원	인간 CD177 (NP_065139.2)의 아미노산 22-407을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	유세포측정 (FC)
교차 반응성	인간
SWISS	Q8N6Q3
단백질 분자량	15kDa/27kDa/46kDa
배송 방식	아이스 팩