

Rabbit Anti-Human Cd185/Cxcr5 단일클론항체 (유세포분석용) - P32302

품목 번호: CM0005585

소개

로 접합된 인간 CD185/CXCR5에 대한 토끼
단일클론항체. 유세포분석용으로 설계되었으며, B-세포
이동 및 버킷 림프종 연구에 유용합니다. 인간과의
교차반응성이 확인되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD185/CXCR5 mAb
비고/별칭	BLR1; CD185; MDR15
종	인간
GeneID (인간)	643
GeneID	643
면역원	인간 CD185/CXCR5 (NP_033981.2)의 아미노산 1-47aa에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원산지	토끼
범주	단일클론항체
응용 분야	유세포분석(FC)
교차 반응성	인간
SWISS	P32302
단백질 분자량	42kDa
배송	아이스백