

Rabbit Anti-Human Cd185/Cxcr5 단클론항체 (유세포분석용) - P32302

품목 번호: CM0009055

소개

Rabbit anti-Human CD185/CXCR5 단클론항체는 유세포분석용으로 검증되었으며, B-세포 이동 및 버킷 림프종 연구에 이상적입니다. CamelBio에서 원스톱 IVD 원료 소싱을 제공합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD185/CXCR5 mAb
비고/별칭	BLR1; CD185; MDR15
종	인간(Human)
GeneID (human)	643
GeneID	643
면역원	제조합 단백질 인간 CD185/CXCR5 (NP_001707.1)의 아미노산 1-47에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질.
원천	토끼(Rabbit)
분류	단클론 항체
응용 분야	유세포분석(FC)
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	P32302
단백질 분자량	42kDa
배송	아이스백