

토끼 항-인간 Cd197/Ccr7 단일클론 항체, 유세포 분석용 - P32248

품목 번호: CM0007918



소개

인간 CD197/CCR7을 표적으로 하는 결합 토끼 단일클론 항체로, 유세포 분석용으로 검증되었습니다. 림프구 귀소에 관여하는 43kDa GPCR을 검출하며, 면역학 및 EBV 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-인간 CD197/CCR7 단일클론 항체
비고/별칭	BLR2; EBI1; CCR-7; CD197; CDw197; CMKBR7; CC-CCR-7
종	인간
유전자 ID	1236
면역원	인간 CD197/CCR7의 25-59번 아미노산에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_001829.1)
항체 공급원	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P32248
단백질 중량	43kDa
배송	아이스팩