


토끼 항인간 Cd1B 단클론 항체 (Fc용) - P29016

품목 번호: CM0011581



소개

유세포 분석용 인간 CD1b(SWISS P29016)에 대한 접합 토끼 단클론 항체입니다. 지질 항원 제시 및 T세포 반응 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항인간 CD1b mAb
비고/별칭	R1; CD1; CD1A
반응 종	인간
유전자 ID (인간)	910
유전자 ID	910
면역원	인간 CD1b(NP_001755.1)의 아미노산 18-303에 해당하는 서열을 포함한 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC(유세포 분석)
교차 반응성	인간
SWISS	P29016
단백질 분자량	37kDa/30kDa
배송	아이스백