

Rabbit Anti-Human Cd1C Monoclonal Antibody For Fc - P29017

품목 번호: CM0012411



소개

유세포 분석(FC)용으로 검증된 접합 토끼 항-인간 CD1c 단일클론 항체입니다. 지질 항원 제공 분자인 CD1c (UniProt P29017)를 타겟으로 합니다. T세포 면역학, 항원 제공 및 림프종성 악성 종양 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD1c mAb
비고/별칭	R7; CD1; CD1A; BDCA1
종(Species)	Human (인간)
GeneID (human)	911
GeneID	911
면역원(Immunogen)	재조합 단백질 인간 CD1c (NP_001756.2)의 아미노산 19-298에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	Monoclonal Antibodies (단일클론 항체)
응용(Application)	FC (유세포 분석)
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human (인간)
SWISS	P29017
단백질 분자량	38kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)