


Rabbit Anti-Human Cd1c 단일클론항체 For Fc - P29017

품목 번호: CM0006262



소개

으로 접합된 인간 CD1c에 대한 토끼 단일클론항체로, 유세포 분석법에 대해 검증되었습니다. 인간 CD1c에 특이적이며, 수지상 세포와 피질 흉선세포와 반응합니다. 면역표현형 분석 및 면역 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Rabbit anti-Human CD1c mAb
비고/별칭	R7; CD1; CD1A; BDCA1
종	인간
GeneID (Human)	911
GeneID	911
면역원	재조합 단백질: 인간 CD1c (NP_001756.2)의 아미노산 19-298에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론항체
응용 분야	FC (유세포 분석법)
교차 반응성	인간
SWISS	P29017
단백질 분자량	38kDa
배송	아이스백