


토끼 항-인간 CD1c 단일클론 항체 (유세포 분석용) - P29017

품목 번호: CM0005987



소개

지질 항원 제시 단백질인 인간 CD1c를 표적으로 하는 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 인간 샘플을 이용한 유세포 분석(FC)에 최적화되어 있으며, 면역학 및 수지상 세포 연구용으로 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-인간 CD1c mAb
비고/별칭	R7; CD1; CD1A; BDCA1
종	인간
유전자 ID (인간)	911
유전자 ID	911
면역원	인간 CD1c(NP_001756.2)의 아미노산 19-298에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P29017
단백질 무게	38kDa
배송	아이스팩