


Rabbit Anti-Human Cd1d Mab - P15813

품목 번호: CM0009531



소개

로 접합된 인간 CD1d를 표적하는 토끼 단일클론 항체로, 당지질에 대한 주요 항원 제시 당단백질입니다. 유세포 분석법으로 검증되었습니다. NKT 세포 생물학 및 면역학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD1d mAb
비고/별칭	R3; CD1A; R3G1
종	인간
GeneID (Human)	912
GeneID	912
면역원	인간 CD1d (NP_001757.1)의 아미노산 20-301에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P15813
단백질 무게	38kDa
배송	아이스백