


토끼 항-인간 Cd1d 단일클론 항체, 유세포 분석용 - P15813

품목 번호: CM0011989



소개

인간 CD1d를 표적으로 하는 결합 토끼 단일클론 항체(P15813). 당지질 제시 및 NKT 세포 생물학 연구를 위한 유세포 분석용으로 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-인간 CD1d 단일클론 항체
비고/별칭	R3; CD1A; R3G1
종	인간
유전자 ID(인간)	912
유전자 ID	912
면역원	재조합 단백질 인간 CD1d(NP_001757.1)의 아미노산 20-301에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
생산 숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P15813
단백질 분자량	38kDa
배송	아이스팩