

유세포분석용 토끼 항인간 Cd1D 단클론 항체 - P15813

품목 번호: CM0005991

소개

인간 CD1d(클론 R3G1)에 대한 접합 토끼 단클론 항체입니다. 당지질 제시 수용체(UniProt P15813)를 표적으로 하며 유세포분석에서 검증되었습니다. NKT 세포 및 선천성 면역 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	토끼 항인간 CD1d mAb
비고/별칭	R3, CD1A, R3G1
반응 종	인간
유전자ID (인간)	912
유전자ID	912
면역원	인간 CD1d (NP_001757.1)의 아미노산 20-301에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
유래	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포분석)
교차 반응성	인간
SWISS	P15813
단백질 분자량	38kDa
배송 방식	아이스팩