

Rabbit Anti-Human Cd2 Mab - P06729

품목 번호: CM0012209



소개

가 접합된 인간 CD2 (LFA-2, SRBC) 표적 토끼 단일클론항체로, 유세포분석 검증 완료. T세포 및 NK세포 면역표현형 분석 및 부착 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Rabbit anti-Human CD2 mAb
비고/별칭	T11; SRBC; LFA-2
종	인간
유전자 ID (인간)	914
유전자 ID	914
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
분류	단일클론항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P06729
단백질 분자량	39kDa
배송	아이스백