

Fc용 Rabbit Anti-Human Cd2 단일클론 항체 - P06729

품목 번호: CM0012787



소개

인간 CD2 (T11, LFA-2)에 특이적으로 결합하는 고품질 재조합 토끼 단일클론 항체로, 유세포 분석법에 대해 검증되었으며, T-세포 매개 접착 및 신호 전달 기전 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD2 mAb
비고/별칭	T11; SRBC; LFA-2
종	인간
GeneID	914
면역원	인간 CD2 (NP_001758.2)의 아미노산 25-209에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P06729
단백질 분자량	39kDa
배송	아이스백