

토끼 항-인간 Cd2 단일클론 항체, 유세포분석용 - P06729

품목 번호: CM0010833



소개

인간 CD2(T11, LFA-2)를 표적으로 하는 표지 토끼 단일클론 항체로, 유세포분석에 대해 검증되었습니다. 세포 접착 및 신호 전달에 관여하는 39 kDa T세포 표면 당단백질을 인식합니다. 림프구 아형 분석에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-인간 CD2 mAb
비고/별칭	T11; SRBC; LFA-2
종	인간
유전자 ID	914
면역원	인간 CD2(NP_001758.2)의 아미노산 25~209번 서열에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P06729
단백질 분자량	39kDa
배송	아이스팩