

유세포 분석용 토끼 항인간 CD2 단클론 항체 - P06729

품목 번호: CM0008269



소개

인간 CD2를 표적으로 하는 접합 토끼 단클론 항체로, 유세포 분석 검출에 검증되었습니다. T세포 및 NK 세포 연구 응용에 적합합니다. 진단 개발용 IVD 원료입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항인간 CD2 mAb
비고/별칭	CD2; LFA-2; SRBC; T11; CD2 분자
종	인간
유전자 ID	914 (인간)
면역원	인간 CD2 (NP_001758.2)의 아미노산 25-209에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P06729
단백질 분자량	39kDa
배송 방식	아이스백