

유세포 분석용 토끼 항인간 CD200/Ox2 단클론 항체 - P41217

품목 번호: CM0008937

소개

인간 CD200/OX2를 표적으로 하는 결합 토끼 단클론 항체입니다. 인간 샘플에서 유세포 분석 응용 분야에 대해 검증되었습니다. T세포 공동자극 및 골수세포 활성화 연구에 유용합니다. 연구용으로만 사용하십시오.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항인간 CD200/OX2 mAb
비고/별칭	CD200; MOX1; MOX2; MRC; OX-2; CD200 분자
종	인간
유전자 ID	4345
면역원	재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P41217
단백질 분자량	30kDa/31kDa/32kDa
배송 방식	아이스 팩