

Rabbit Anti-Human Cd200/Ox2 단일클론항체 (유세포분석용) - P41217

품목 번호: CM0008535

소개

에 접합된 토끼 유래 단일클론항체로, 인간 CD200/OX2를 특이적으로 인식합니다. 면역 조절 연구에서 유세포분석에 적합합니다. P41217.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD200/OX2 mAb
비고/별칭	CD200; MOX1; MOX2; MRC; OX-2; CD200 분자
종	인간
유전자 ID	4345
면역원	인간 CD200/OX2 (NP_001352780.1)의 아미노산 31-232에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원산지	토끼
분류	단일클론항체
응용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P41217
단백질 분자량	30kDa/31kDa/32kDa
배송	아이스팩