


유세포 분석용 토끼 항인간 CD200R 단클론 항체 - Q8Td46

품목 번호: CM0009261



소개

인간 CD200R(OX2R)을 표적으로 하는 접합 토끼 단클론 항체입니다. 유세포 분석(FC) 응용 분야에 맞게 설계되었습니다. 염증 조절에 관여하는 억제성 면역 체크포인트 수용체인 인간 CD200 수용체 1에 특이적입니다. 면역 표현형 분석 및 면역종양학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항인간 CD200R mAb
비고/별칭	OX2R; MOX2R; CD200R; HCRTR2
종	인간
유전자 ID (인간)	131450
유전자 ID	131450
면역원	인간 CD200R (NP_740750.1)의 아미노산 29-240에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	Q8TD46
단백질 분자량	19kDa/21kDa/37kDa/39kDa
배송	아이스 팩