


Rabbit Anti-Human Cd200R Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - Q8Td46

품목 번호: CM0009025



소개

로 접합된 인간 CD200R에 대한 토끼 단클론 항체로, 유세포 분석에 대해 검증되었습니다. 면역 종양학 및 염증 연구에서 면역 세포의 CD200 수용체 발현을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD200R mAb
비고/별칭	OX2R; MOX2R; CD200R; HCRTR2
종	Human
유전자 ID (인간)	131450
유전자 ID	131450
면역원	인간 CD200R (NP_740750.1)의 아미노산 29-240에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	Rabbit
카테고리	단클론 항체
응용	FC
교차 반응성	Human
SWISS	Q8TD46
단백질 분자량	19kDa/21kDa/37kDa/39kDa
배송	아이스 팩